

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GUIDON GIRO

Appuis-bras

Réglable en hauteur	De 70 à 104 cm par un bouton indexé à double sécurité	Adapté pour un patient à partir de 150cm
Zone appui antébrachial	Longueur 45 cm	Surface d'appui importante permettant un appui sécuritaire

Mât

Inclinaison	16 °	Favorise le respect du schéma moteur naturel de la verticalisation
-------------	------	--

Appuis-tibiaux

Réglable en hauteur	Oui – Amplitude de 8 cm	Pour une personne d'une taille de 150 cm minimum
Molette de serrage		Pour une personne d'une taille de 140 cm minimum
Réglable en inclinaison	Automatique	Suit la verticalisation du patient

Disque pivotant

Diamètre	48 cm	Surface idéale pour rapport rotation/stabilité
Surface au sol	0.18 m ²	
Rotation	Cage à roulement équipée	
de 12 galets de roulement inoxydables	TRAVAIL EN ZONE HUMIDE	

Roulettes de transport à vide

Diamètre	8 cm	Permet un transport à vide aisé
----------	------	---------------------------------

Sangle de maintien debout

Taille réglable	De 34 à 70	
-----------------	------------	--

Poids à vide

	17 kg	Léger à transporter
--	-------	---------------------

Charge maximale autorisée sur socle de roulement

	250 kg	Pivot aisé – travail sécurisé
--	--------	-------------------------------

Dénomination	
Appareil modulaire de verticalisation, le Guidon GIRO [®]	
Réf.	Description
SIRO	<ul style="list-style-type: none"> • Poids : 17 kg • Charge maximale : 250 kg
Fabrication selon la directive européenne 93 / 42 / CEE	
	
Mise à jour de la fiche	
Avril 2012	

Le Giro[®] est un cadre de transfert pivotant.

- ➔ Il facilite le transfert d'un patient entre 2 positions assises.
- ➔ Il permet la verticalisation, puis le pivot des patients ne pouvant maintenir la station debout de manière prolongée.
- ➔ Les appuis tibiaux sont inclinables et réglables en hauteur
- ➔ Il se déplace à vide, grâce à deux roulettes.

The handlebar Giro[®] is a transfer device to help people with reduced mobility in lower limbs. It is recommended for care and toilet facilities and to be lifted the patient off the bed to enable him to go to another area.

The Giro[®] is a rotation disk mounted on a rustproof swing-tray. Thanks to the handlebar Giro[®] the transfer from a seated position to another becomes easier and faster. It allows standing and rotating a patient who is unable to stand on his feet for a long time.



Principe général

Le guidon Giro® est un appareil d'aide au transfert pour les personnes ayant des difficultés motrices des membres inférieurs. Il est composé d'une base pivotante solidaire d'un guidon de maintien équipé d'appuis brachiaux et d'appuis tibiaux inclinables et réglables en hauteur. Il est recommandé pour les soins, la toilette, le lever, le coucher.
Ne pas l'utiliser pour un autre usage que celui décrit.

Conseils d'utilisation

LE GUIDON GIRO® EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR SOL PLAT ET RÉGULIER.

Approcher le guidon face au patient.

Positionner les pieds du patient sur la base pivotante antidérapante, ses tibias et ses bras sur les appuis ergonomiques (le patient doit avoir les pointes de pied en retrait par rapport aux genoux).

Régler la hauteur de la barre d'appui et des appuis tibiaux en fonction du patient, serrer la molette de réglage et serrer la molette indexée.

Inciter et accompagner la prise des points d'appui antérieurs sur la base.

S'assurer que le patient saisit la barre d'appui du guidon avec les mains, pouces dirigés vers le bas.

Positionner la sangle au niveau des fessiers. La sangle est uniquement destinée à verrouiller un patient déjà verticalisé, elle ne doit en aucun cas être utilisée pour tracter.

Pour faire pivoter le patient vers l'assise de destination, l'aidant se positionne face au patient un pied en appui sur le support de roulettes, tient la barre d'appui et l'anse du Giro®.

Enlever la sangle fessière et accompagner le patient en s'assurant qu'il ne chute pas en arrière.

Pour dégager l'appareil, l'incliner vers soi et le faire rouler à vide.

Hygiène et entretien

TOUS LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS

Produits prohibés Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé Détergent désinfectant surfaces hautes.


Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression. Le Giro® est équipé de roulettes avec bandages de gomme tendre qui garantissent la stabilité pour les déplacements à vide.

Elles nécessitent un contrôle d'usure régulier afin d'en maintenir l'efficacité. En cas d'abrasion importante, de déformation, bris, etc, procéder à leur échange.

	La verticalisation du patient est favorisée si sa hauteur d'assise est supérieure à ses genoux.
	<ol style="list-style-type: none"> Positionner le Giro® face au patient. Le patient place ses pieds sur la base antidérapante. Le patient saisit la barre d'appui et tracte sur ses bras. Le soignant est en contre appuis face au patient. Le soignant fait pivoter le patient en gardant un pied sur le support de roulettes et en assurant la sécurité du patient.
	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas laisser un patient seul sur Giro®. Les roulettes sont prévues uniquement pour le déplacement à vide de Giro®. Vérifier régulièrement leur état. Ne pas utiliser les appuis brachiaux comme prise. Ne pas utiliser sous la douche. Ne pas utiliser en sauna ou hammam.
	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
	Déclaration CE de conformité. Le guidon Giro® (réf. : SIRO) est répertorié dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42.




NOTICE DE MONTAGE

Outils nécessaires



Le package contient :

- 1 [x 1] PIED
- 2 [x 1] SOCLE
- 3 [x 1] MAT
- 4 [x 1] BARRE D'APPUI AVEC TABLETTE
- 5 [x 1] MOLETTE D'INDEXAGE
- 6 [x 2] VIS 6mm / EROUS 13 mm BARRE D'APPUI
- 7 [x 4] EROU 10 mm SOCLE
- 8 [x 1] SANGLE FESSIERE SANGO
- 9 [x 1] MOLETTE SERRAGE



Installation de la sangle fessière de maintien debout

- Placé face à l'avant de l'appareil de verticalisation, enfiler le plus bas possible la petite boucle souple de la sangle fessière sur l'anse du Giro®.
- Passer la sangle, en direction de l'arrière de l'appareil, entre l'anse du Giro® et la boucle souple en tissu de la sangle fessière.
- Ajuster la sangle fessière à la corpulence du patient et clipser la boucle rigide.

