



alter ^{eco}
santé

Fiche **TECHNIQUE**

Pédilette / Septembre 2009

Disque **Pédilette**

Les faces extérieures en tissu du disque de transfert pivotant **Pédilette** sont anti-dérapantes et étanches.

L'intérieur est en tissu Multiglide.

Ce disque souple, confortable et incassable est posé au sol.

On l'utilise aussi sur une planche de bain.

SIIM9835GT (Diamètre : 40 cm - Poids 400 g)



FABRIQUÉ AU DANEMARK



9, boulevard de Maurens / 31270 Cugnaux
Tél. : 05 34 46 03 76 / Fax. : 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net/ www.alterecosante.net



Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation et de prudence ci-après. Ces conseils vous permettront d'utiliser au mieux votre disque de transfert Pédilette.

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Les pieds du patient sont positionnés sur le disque Pédilette. 2 Un pied du soignant est positionné au centre du disque. 3 À l'aide du pied, faire pivoter dans le sens voulu.
	<p>Après utilisation, le disque de transfert Pédilette ne doit pas rester sur le sol.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la pratique de ce type de transfert, il peut être utile d'associer selon le cas ; une sangle de transfert (Ischiomax, Olivia, Haussière). • La pédilette s'utilise aussi comme coussin sur une planche de bain. • Associée avec le guidon Automax, elle favorise le pivotement du patient.
	<p>Déclaration CE de conformité. Le disque de transfert Pédilette (Réf. : SIIM9835GT) est répertorié dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42</p>

Disque PÉDILETTE

■ Principe général

La Pédilette est un disque tournant à faible coefficient de friction, posé au sol durant un transfert debout. Les surfaces externes prévues pour un usage intensif sont antidérapantes.

- Pour un transfert assisté, évaluer si l'usage de ce produit est adapté au patient.
- La Pédilette s'utilise sur tous les types de sols intérieurs et extérieurs.
- En zone humide, vérifier l'adhérence au sol.

■ Conseils d'utilisation

- Placer le disque sur le sol dans une position intermédiaire aux deux plans de transfert. Les pieds du patient sont positionnés sur le disque Pédilette.
- Un pied du soignant est positionné au centre du disque, amener le buste et le bassin du patient vers soi.
- À l'aide du pied, faire pivoter dans le sens voulu.

En utilisant les techniques courantes de manutention, de nombreux patients peuvent ainsi participer pour se lever et se transférer.

■ Hygiène et entretien

- Ne pas séparer les deux faces du disque.
- Ne pas laver en machine ou immerger.
- En cas d'immersion, faire sécher à plat.

L'un des procédés de nettoyage suivant doit être utilisé :

- Les surfaces extérieures peuvent être brossées ou essuyées.
- Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant :
 - essuyage léger avec un papier non tissé ;
 - séchage à l'air.

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la société ANIOS.

Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.

