



Guidon de transfert **GIRO®** (Tina-Pro)

Cadre de transfert pivotant

Le guidon Giro® est un appareil d'aide au transfert pour les personnes ayant des difficultés motrices des membres inférieurs. Il est composé d'une base pivotante solidaire d'un guidon de maintien et d'appuis tibiaux réglables et inclinables. Il est recommandé pour les soins, la toilette, le lever, le coucher. Livré avec la sangle fessière SANGO® Elle s'installe au niveau des fessiers. Elle est destinée à verrouiller un patient déjà verticalisé. ■

ETUDE CLINIQUE COMPARATIVE
100% DE RÉUSSITE
de verticalisation pour le guidon Giro® (Tina Pro)
82,2 % pour 2 guidons concurrents

(Etude complète sur demande)




ALTER ECO SANTE

9, boulevard de Maurens / 31270 Cugnaux / FRANCE


Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65

contact@alterecosante.net

www.alterecosante.net



- 1 / Cadre englobant permettant une stabilisation latérale, réglable en hauteur et équipé d'appuis brachiaux pour un plus grand confort.
- 2 / Appuis tibiaux réglables en hauteur et inclinables pour accompagner la verticalisation.
- 3 / Base de 48cm de diamètre permettant une grande stabilité.
- 4 / Mât incliné favorisant la mise en place d'un bon schéma moteur.



Réf.	Description
SIRO	<ul style="list-style-type: none"> • Poids : 17 kg • Charge maximale : 250 kg