

# LIT ALDRYS'EVOLUTION II <sup>®</sup>



Lit présenté avec des panneaux CARMEN II, décor Dragonnier Clair, main courante Crème



## AMPLITUDE

- ▶ 22 à 78 cm
- ▶ Sûr pour les patients, confortable pour les soignants.

## PASSAGE SOUS LE LIT OPTIMISÉ

## ROBUSTE

- ▶ Des matériaux et une motorisation LINAK, garantis 5 ans.

## SÉCURITÉ

- ▶ Des panneaux colorés, traditionnels ou capitonnés (Elegantti) pour procurer aux patients un repère visuel et une sécurité supplémentaire en cas de choc.

## LA DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES PEUT ÉVOLUER... NOTRE LIT AUSSI

### ÉTAPE N°1 : Choisissez la base du lit selon la hauteur variable



78 cm  
22 cm  
80 cm  
24 cm  
si freinage centralisé  
Ø 100 mm



### ÉTAPE N°2 : Choisissez la configuration du lit

#### ► LE RELÈVE-BUSTE : différentes versions de relève-buste peuvent être choisies



Relève-buste électrique (d'origine)



Relève-buste à translation. Il permet d'éviter le glissement avant



Débrayage d'urgence du relève buste accessible en tête et des 2 côtés du lit

#### ► LE RELÈVE-JAMBES : différentes versions de relève-jambes peuvent être choisies



Relève-jambes manuel à crémaillères



Relève-jambes électrique avec plicature



#### ► LE FREINAGE



Roues Ø 75 mm



Position verrouillée

La pédale unique est située en pied de lit au centre.



Position déverrouillée

Roues Ø 100 mm

Freinage indépendant sur chaque roue du lit

#### ► LE COUCHAGE



Larges lattes métalliques soudées. Elles sont conçues pour un entretien facile.



Rallonge de sommier de 20 cm.



Prise d'équipotentialité.

#### ► ACCESSOIRES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS SANS PANNEAU	RELÈVE BUSTE	RELÈVE JAMBES	CAPACITÉ LEVAGE	ROUES	NORMES	ÉTANCHÉITÉ
ALDRYS 'EVOLUTION II								
2 fonctions électriques	90 x 200 cm sommier divisible ou non divisible	82 kg	70°	12° crémaillères	CFS <sup>(1)</sup> 170 kg matelas 20 kg patient 135 kg accessoires 15 kg	Ø 75 mm à freins sans pare fil	CEI 60601-2-52 compatible avec environnements 3,4 et 5	Motorisation et boîtier, LINAK IP66
3 fonctions électriques sans plicature		87 kg		Plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères				Télécommande LINAK IP54
3 fonctions électriques avec plicature		87 kg						

<sup>(1)</sup> Charge de fonctionnement en sécurité

- 2 supports accessoires (sur les longs pans).
- 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit).
- 2 supports potence (en tête de lit).

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans\*.

Garantie panneaux et accessoires 1 an\*.

\* Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.

Photos non contractuelles

MÉDICATLANTIC Groupe Winnocare - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France

Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr

www.winnocare.fr



Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNOCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques  
Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

