

# LIT X'PRIM<sup>3</sup>



Lit présenté avec des panneaux MÉDIDOM II, décor Dragonnier Clair



LE LIT X'PRIM3 A ÉTÉ CONÇU SELON LE PRINCIPE ERGOFIX. IL S'APPUIE SUR UN SYSTÈME BREVETÉ DE MONTAGE ET DÉMONTAGE. L'X'PRIM3 EST ACCESSIBLE AU MONTAGE ET AU DÉMONTAGE PAR UNE SEULE PERSONNE.

## ERGONOMIE

- ▶ Fixation des panneaux par système Easy-move
- ▶ Montage et démontage des relève-buste et relève-jambe sans outils
- ▶ Pièces bleues d'aide au montage

## SIMPLICITÉ

- ▶ Rondos traversants pour l'assemblage des 1/2 sommiers
- ▶ Barrières avec fixation par indexation
- ▶ Fixation des câbles de télécommande et vérin sur le croisillon

## SÉCURITÉ

- ▶ Relève- buste inclinable jusqu'à 75°
- ▶ Boîtier de contrôle sur vérin de hauteur variable pour une diminution des nuisances sonores et vibratoires.

## MONTAGE ET DÉMONTAGE ERGONOMIQUE

PRINCIPE BREVETÉ  
N° FR2966708



Rondos Traversants pour l'assemblage des 2 demi-Sommiers



Elargissement du croisillon procurant une stabilité latérale



Boîtier de contrôle sur vérin de hauteur variable  
Diminution des nuisances sonores et vibratoires



Fixation des panneaux par EASY-MOVE

## OPTIONS & ACCESSOIRES

<sup>(1)</sup> CPR - Cardio Pulmonary Resuscitation

- ▶ Relève buste électrique CPR<sup>(1)</sup>
- ▶ Relève buste à translation
- ▶ Relève jambes électrique
- ▶ Freinage centralisé
- ▶ Butée murale
- ▶ Gamme SAM ERGONOM, EVOLUTION, ACTIV
- ▶ Télécommande infra-rouge
- ▶ Jupe de lit sur roues

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	HAUTEUR VARIABLE	RELÈVE BUSTE	RELÈVE JAMBES	CAPACITÉ LEVAGE	ROUES	NORMES	ÉTANCHÉITÉ
X'PRIM3 2 fonctions 3 fonctions coloris standard RAL 7035	Sommier Divisible 90 x 200 cm	34 à 84 cm  - garde au sol:  13cm	0° à 75°	12° crémaillère Plicature des genoux 26° et 16° réglage des pieds par crémaillère	CFS <sup>(1)</sup> 170 kg Accessoires 15 kg Matelas 20 kg poids patient maxi : 135 kg	Ø 100 mm	CEI 60601-2-52 compatible avec environnements 3, 4 et 5	Motorisation et boîtier, LINAK IP66  Télécommande 5 fonctions verrouillable LINAK IP54

<sup>(1)</sup> Charge de fonctionnement en sécurité

- 2 supports accessoires (sur les longs pans).
- 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit).
- 2 supports potence (en tête de lit).

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans\*.

Garantie panneaux et accessoires 1 an\*.

\* Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.

Photos non contractuelles

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France

Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr

www.winnCare.fr



Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques  
Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

